

Rapydan®

Richtlijnen voor gebruik bij kinderen > 3 jaar

Tips

Je kan als ouder veel doen om je kind te ondersteunen tijdens het gebeuren:

- Straal zelf rust & vertrouwen uit
- Bied afleiding aan op maat van je kind
- Geef ons aan wat best helpt voor jouw kind
- Let op de taal die je gebruikt:

NIET ZEGGEN	WEL ZEGGEN
Het gaat geen pijn doen	Je kan even iets voelen
Het is maar een klein prikje	Het is voor iedereen anders, zeg jij maar wat je voelt
Flink zijn, je gedraagt je als een klein kind	Je bent heel moedig, je bent flink
Sorry, het spijt me ...	Je bent heel dapper, je doet het super flink
Niet huilen	Ik ben fier op jou – adem diep in en uit
Zeg niet in bijzijn van je kind dat het moeilijk te prikken is, moeilijke aders heeft, ...	

- Troost en prijs je kind nadien

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren!

Het team van de consultatie pediatrie
t: 050 45 27 40
pediatrie@azsintjan.be



Rapydan® is een kant en klare patch (pleister) die zelf bevat om de huid plaatselijk te verdoven. Het wordt hoofdzakelijk aangewend om de pijn bij het doorprikken van de huid niet te voelen. Rapydan® kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden zoals het verwijderen van wratjes.

Het kan zijn dat uw kind ondanks het gebruik van Rapydan® toch huilt tijdens het uitvoeren van de zorg. Dat kan, elke handeling in het ziekenhuis op zich kan voor een kind beangstigend zijn. Belangrijk hierbij is dat uw kind geen pijn ervaart, niet dat het niet huilt.

Rapydan® in combinatie met droomlucht of met afleiding zoals de Virtual Reality-bril, muziek, een film, de Buzzy Bee, een taak doen,... kan angst en pijn tijdens een medische procedure zodanig verminderen dat uw kind er geen slecht gevoel aan overhoudt.

Om voldoende pijnstillend te werken, moet de pleister correct aangewend worden: voldoende lang en op de juiste plaats. Lees daarom deze folder.

Krijgt u de Rapydan® pleister mee van hier, dan wordt dit aangerekend op uw factuur op de dag van de consultatie.

De kostprijs bedraagt ongeveer 7 euro per pleister.


Werkwijze:

- Zorg dat de huid schoon en droog is.
- Haal de patch uit de verpakking, verwijder het plastic plaatje en kleef de pleister meteen op de te verdoven plaats. De patch verwarmt vanaf blootstelling aan lucht en moet daarom onmiddellijk gebruikt worden.
- Raak het witte ovale gaasje dat het geneesmiddel bevat niet aan.
- Belangrijk: de pleister niet knippen.
- Druk de randen van de patch stevig aan, zodat deze goed op de huid plakt.
- Druk voorzichtig op het midden van de pleister om er zeker van te zijn dat het geneesmiddel contact maakt met de huid.
- De patch niet afdekken, de gaatjes vrijhouden.
- Noteer het tijdstip van aanbrengen van de pleister op de patch zelf of op de bijgeleverde sticker.


Plaats:

Zo mogelijk vraag vooraf aan de hulpverlener waar je de pleister (horizontaal of verticaal) het best aanbrengt:

- Elleboogplooi links
- Elleboogplooi rechts
- Handrug links
- Handrug rechts
- Dijspier links en/of rechts



- De bilspier: maak een denkbeeldig kruis zoals op de foto en kleef de pleister in het **midden** van het groene kwadrant



- Andere:

! Bloedafname: Als een zorgverlener vooraf niet heeft kunnen aanduiden welke de goede prikplekken zijn bij jouw kind, neem dan de handrug en/of elleboogplooi en kijk waar je duidelijk een bloedvat ziet lopen.



Uur van aanbrengen:

De pleister minimum een half uur voor de procedure aanbrengen.

- 30 minuten vóór procedure
- 60 minuten vóór procedure
- 90 minuten vóór procedure

Aandacht!:

- Niet bij kinderen < 3 jaar.
- Maximaal 2 patches tegelijk of maximaal 2 patches/24u.
- Na contact van de pleister met de lucht treedt warmtewerking op en kan de huid plaatselijk opgewarmd worden tot max. 40°C. Dit kan tijdelijk roodheid veroorzaken.
- Rapydan® werkt nog 2 uur door na verwijdering.
- Niet aanwenden bij allergie aan lokale verdoving.
- Geen contact met ogen, mond, slijmvliezen en binnenoer maken!
- Niet op huidletsels of eczeem aanbrengen.